

## 1006908 - Mesoft® tampons non-tissés - diamètre 2,5 cm - stérile - 20 x 5 pcs



### Déscription

Mesoft® est un produit polyvalent, livré stérile, qui peut être utilisé pour nettoyer la peau avant des interventions chirurgicales, nettoyer et protéger les plaies ou absorber les exsudats en pansement secondaire. Non-sensibilisant et non toxique, Mesoft protège contre les traumatismes extérieurs tout en absorbant les exsudats de la plaie.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Non-tissé
<b>sku</b>	1006908
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Taille</b>	2,5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte