

1020718 - 3M™ Littmann® Master Classic II stéthoscope - noir - noir matte - 1 pc



Déscription

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Master Classic II™ réunit une ergonomie primée et une superbe sensibilité acoustique. Il offre des performances fiables et une utilisation confortable pour les professionnels soucieux de fournir les meilleurs soins aux patients. Le stéthoscope 3M™ Littmann® Master Classic II™ combine les performances acoustiques fiables et polyvalentes de la technologie à diaphragme réglable avec la commodité portable d'une pièce thoracique unilatérale. Le stéthoscope Master Classic II est utilisé par les étudiants et les spécialistes pour détecter les bruits du cœur, des poumons et d'autres sons corporels en vue d'un examen physique et d'un diagnostic. Grâce à la technologie du diaphragme réglable (une invention de 3M), les cliniciens peuvent entendre différentes fréquences sonores en ajustant simplement la pression sur l'embout thoracique. Contrairement aux modèles à double face, il n'est pas nécessaire de se retourner et de repositionner l'embout thoracique. Une légère pression sur l'embout thoracique permet d'entendre les sons à basse fréquence ; une pression un peu plus forte permet d'entendre les sons à haute fréquence. Cette caractéristique permet de gagner du temps et permet au soignant de se concentrer sur le patient, tandis que le manchon anti-refroidissement assure le confort. La tension du casque peut être facilement ajustée à n'importe quelle taille de tête et aux préférences de l'utilisateur en serrant ou en tirant sur les bouchons d'oreille. Les bouchons d'oreille encliquetables à joint souple sont confortables dans l'oreille et assurent une excellente étanchéité acoustique. Les bouchons d'oreille s'enclenchent fermement dans les extrémités des tubes et, pour des raisons de sécurité, ne peuvent pas être retirés facilement. Robustes, les tubes de nouvelle génération conservent leur forme et leur flexibilité même lorsqu'ils sont rangés de manière compacte. Le stéthoscope dure plus longtemps et résiste mieux aux effets des huiles et de l'alcool sur la peau et aux taches. Les tubes de nouvelle génération ne contiennent pas de caoutchouc naturel (latex), un avantage pour les médecins sensibles et leurs patients. Et pour protéger la santé humaine et la nature, les tubes de nouvelle génération ne contiennent pas de plastifiants à base de phtalates. Le stéthoscope Master Classic II est fabriqué aux États-Unis pour garantir une qualité constante. Il est fourni avec de gros bouchons d'oreille à joint souple, de gros bouchons d'oreille durs et des instructions.

Spécifications

Marque	3M™
Poids du produit	0.16 kg
Digital	Non
Membrane réglable	Oui
Longueur du tube	69 cm
Application	Examen physique
Construction binaurale	Single tube
Couleur	Noir
Couleur de la poignée	Standard
Finition du pavillon	Noir Matte
La technologie du pavillon	Unilatéral
Matériau de la membrane	Epoxy fibre de verre
Performances acoustiques	7-8
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Master Classic II