

**1550807 - Tabouret 277 avec dossier - chassis chromé - 5 roues -  
45-65 cm - noir - 1 pc**



## Déscription

Les tabourets Ritter de Midmark offrent un confort, un soutien et une stabilité optimaux. La conception de la base en étoile permet un accès plus proche du patient et une manœuvrabilité stable et facile. Le siège large et amplement rembourré est construit en mousse dense, tandis qu'une couture de rembourrage sans bourrelet empêche les bords d'appuyer sur vos jambes.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Midmark
<b>Roues</b>	Oui
<b>Anneau de pied</b>	Non
<b>Dossier</b>	Oui
<b>Nombre de roues</b>	5
<b>sku</b>	1550807
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Couleur châssis</b>	Couleur de l'aluminium
<b>Matériel châssis</b>	Chrome
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	45 - 65 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de siège</b>	Siège rond