

**1550807 - Tabouret 277 avec dossier - chassis chromé - 5 roues -
45-65 cm - noir - 1 pc**



Déscription

Les tabourets Ritter de Midmark offrent un confort, un soutien et une stabilité optimaux. La conception de la base en étoile permet un accès plus proche du patient et une manœuvrabilité stable et facile. Le siège large et amplement rembourré est construit en mousse dense, tandis qu'une couture de rembourrage sans bourrelet empêche les bords d'appuyer sur vos jambes.

Spécifications

Marque	Midmark
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Oui
Nombre de roues	5
sku	1550807
Couleur	Noir
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Chrome
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	45 - 65 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond