

## 1610069 - VICRYL RAPIDE™ fil de suture 5/0 - 13 mm - 75 cm - VR2289 - 36 pcs



## **Déscription**

La suture VICRYL RAPIDE™ tressée enduite est une suture chirurgicale synthétique stérile. Absorbable par hydrolyse, nodulaire et excellente maniabilité. Traitées pour une résorption rapide, les sutures n'ont pas besoin d'être retirées. Fabriqué à partir d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

## **Avantages**

- Filament multi
- Synthétique
- Temps de résorption: 42 jours



## **Spécifications**

Marque	Ethicon
SKU leverancier	VR2289
Composition	Copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide
Stérile	Oui
Résorbable	Oui
Longueur du fil	75 cm
sku	1610069
Couleur	Non teint
Epaisseur du fil	5/0
Longueur aiguille	13 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte