

## 1551509 - Bas VenaPure - sous le genou - long - M - 12 x 2 pcs



### Déscription

Les bas anti-embolie VenaPure ont été conçus dans un souci de prévention de la TEV. DJO Global a pu utiliser les années d'expérience clinique acquises dans le domaine de la prophylaxie de la TEV et combiner tous ces attributs positifs dans VenaPure. Veuillez consulter la fiche produit pour connaître les dimensions exactes.

Caractéristiques de VenaPure :

- Excellent ajustement
- Fils confortables pour le patient
- Profils de compression cohérents
- Contrôles et normes de qualité de fabrication internationale
- Une gamme complète de styles, de tailles et de longueurs

### Spécifications

<b>Marque</b>	DJO
<b>sku</b>	1551509
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Taille</b>	M
<b>Type d'emballage</b>	Boîte