

1011931 - Mepitel® - 10 x 18 cm - stérile - 1 x 10 pcs



Déscription

Mepitel® de Mölnlycke est un pansement interface à deux faces doux doté de la technologie Safetac® – l'interface exclusive permettant un retrait atraumatique pour la plaie et indolore pour le patient. Il adhère délicatement à la peau sans coller au lit humide de la plaie – pour que vous puissiez le retirer avec un risque minimal d'abîmer la plaie ou la peau. Cela signifie moins de douleur au retrait pour vos patients.

Mepitel® est indiqué pour le traitement d'un large éventail de plaies exsudatives telles que les déchirures cutanées, les abrasions cutanées, les plaies suturées, les brûlures au deuxième degré, les lacérations, les greffes d'épaisseur partielle et totale, les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux et artériels de la jambe. Mepitel peut également être utilisé comme couche de protection sur les plaies non exsudatives, les vésications et les tissus fragiles exposés.

Safetac® protège également les nouveaux tissus et la peau intacte pour favoriser la cicatrisation non perturbée. Il scelle les berges de la plaie pour protéger la peau du risque de macération.

Spécifications

Marque	Mölnlycke
Composition	Silicone
Stérile	Oui
sku	1011931
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
Taille	10 x 18 cm
Type d'emballage	Boîte