

1549909 - Aspirateur New Askir 230 sur batteries + secteur - 1L - Doublure jetables Flovac® - 1 pc



Déscription

Le NOUVEAU ASKIR 230 de Cami est un appareil d'aspiration électrique pour l'aspiration orale, nasale et trachéale des fluides corporels chez l'adulte ou l'enfant. Convient aux applications d'urgence et à la thérapie post-opératoire, tant dans un environnement professionnel que dans le cadre des soins à domicile.

Trois options de fonctionnement différentes: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et le 12V en font un appareil d'aspiration polyvalent approuvé pour un fonctionnement NON-STOP sans surchauffe. Doté d'une alarme visuelle et sonore indiquant le niveau de la batterie, l'appareil est également équipé d'une jauge à vide (mmHg et kPa) et d'un régulateur de vide.

Spécifications

Marque	Cami
Dimensions du produit	L 18 cm, H 21 cm, L 35 cm
Poids du produit	3.5 kg
Débit d'air max.	25 L/m
Volume de la gobelet	2000 ml
sku	1549909
Alimentation électrique	Batteries rechargeables
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de conteneur	Conteneur autoclavable