

1610027 - Keiser A400 Papillon Assis



Déscription

Augmentez vos capacités en musculation et en rééducation du haut du corps avec le **Keiser A400 Seated Butterfly**, propulsé par la **Pure Resistance Technology™ (PRT)**. Conçu pour la précision, la polyvalence et la performance, cet appareil avancé offre une expérience de résistance plus fluide, plus sûre et plus efficace que les machines à poids traditionnelles.

Caractéristiques principales & avantages :

- **Pure Resistance Technology™ (PRT)** : Offre une résistance constante et contrôlée qui s'adapte instantanément à la vitesse, idéale pour l'entraînement axé aussi bien sur la force que sur la vitesse.
- **Réglage de la résistance par bouton-poussoir** : Ajustez la résistance pendant la répétition avec une précision numérique — parfait pour les évaluations de rééducation et le renforcement progressif de la force.
- **Entraînement en surcharge isométrique & excentrique** : Passez facilement à des positions isométriques ou augmentez la résistance après la phase concentrique pour une stimulation maximale de l'entraînement.
- **Système de résistance pneumatique** : Élimine quasiment tous les chocs pour les muscles, les articulations et les tissus conjonctifs, garantissant un entraînement sûr pour chaque utilisateur.
- **Fonction de mouvement bilatéral** : Favorise un développement musculaire symétrique et soutient la rééducation fonctionnelle.
- **Suivi des performances en temps réel** : Se synchronise parfaitement avec l'application Keiser Metrics pour suivre les progrès et optimiser les résultats.

Applications :

- Idéal pour les **hôpitaux, centres de rééducation, pratiques de physiothérapie** et **services de soins à domicile** recherchant des solutions basées sur les données et respectueuses des articulations pour la musculation.
- Complément aux machines traditionnelles de chest press grâce à une **activation ciblée des muscles pectoraux** sous un angle différent.
- Convient à **tous les niveaux d'entraînement**, des patients post-blessure aux athlètes de haut niveau.

Pourquoi choisir le Keiser A400 Seated Butterfly ?

- Permet un contrôle précis de la résistance pour une rééducation progressive.
- Améliore les résultats chez les patients et les sportifs grâce à une résistance dynamique, sûre et adaptable.
- Conçu pour la durabilité et une utilisation prolongée en milieu professionnel.

Investissez dans le **A400 Seated Butterfly** pour une solution rentable et de haute qualité qui soutient la musculation moderne et la rééducation avec une polyvalence et un contrôle inégalés.

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	L 132 cm, H 183 cm
Poids du produit	106 kg
sku	1610027
Résistance	0 - 139 kg
Type d'emballage	Pièce