

## 1575827 - Purell surface sanitizing spray - 750 ml - 1 pc



### Déscription

Spray prêt à l'emploi Purell pour la désinfection des surfaces avec une formule à large spectre à action rapide et à séchage rapide (30 secondes). Tue les bactéries, les moisissures et les virus tels que E.Coli, Salmonella, Campylobacter, Norovirus, Listeria, Coronavirus 1 convient aux surfaces non poreuses et aux matériaux. Contient des ingrédients 100% naturels, aucun rinçage nécessaire. Test de corrosion alimentaire réussi selon le test Tetrad ASTM International E3009-15 et Ecocert certifié.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Gojo Prodene Klint
<b>Contenu</b>	750 ml
<b>Ingrédients</b>	73% Ethanol Végétal 73% N° Cas 64-17-5, Eau
<b>sku</b>	1575827
<b>Type d'emballage</b>	Pièce