

**1549277 - Sonde Tiemann - PVC - usage unique - 40 cm - Ch 20 -  
jaune - 1 x 50 pcs**



## Déscription

La sonde vésicale Tiemann, dotée d'un embout spécial atraumatique légèrement incliné, possède deux yeux latéraux et un connecteur en forme d'entonnoir avec un code couleur international à usage unique. L'embout est adapté à l'anatomie masculine, à utiliser avec un lubrifiant pour protéger l'appareil urinaire et il est doté d'un embout fermé. L'extrémité légèrement incurvée facilite la cathérisation chez les patients souffrant d'hypertrophie prostatique ou d'un col vésical abrupt. La sonde peut être utilisée chez les hommes, les femmes et les enfants.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Composition</b>	PVC
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Longueur de la sonde</b>	40 cm
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1549277
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 20
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Sex</b>	Unisex
<b>Type d'emballage</b>	Boîte