

1558870 - Tensiomètre digital BP A3 L Comfort - brassard flexible avec portée 22-42 cm - bras supérieur - 1 pc



Déscription

- Connexion au PC
- IMT (Inflation Mode Technology)
- Détection des PAD (battements cardiaques irréguliers)
- Affiche la moyenne de 3 mesures dans les résultats
- Très calme
- Mesures pendant l'inflation

Spécifications

Marque	Microlife
Taxe Bepat	0.06 EUR
sku	1558870
Normes	EN ISO 13485:2016
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques