

## 1609967 - IV 3000 PICC - 11 x 14 cm - 25 pcs



### Déscription

Le pansement cathéter IV 3000 de **Smith & Nephew** est conçu avec précision pour offrir une protection optimale lors de l'insertion de cathéters. Avec sa base en film REACTIC qui réduit l'accumulation d'humidité et minimise la douleur lors du retrait du pansement. Ce pansement est particulièrement adapté pour la pose de cathéters IV et offre une protection élevée ainsi qu'un confort optimal pour le patient.

### Spécifications

Marque	Smith & Nephew
sku	1609967
Stérile	Oui
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	11 x 14 cm
Type d'emballage	Boîte