

## 1559731 - Molift RgoSling Toilet Highback Padded - avec boucles - S - 1 pc



### Déscription

Le sangle RgoSling Toilet offre un support exceptionnel du torse grâce à ses doubles boucles de ceinture. Le support de jambe flexible peut être positionné de différentes manières et offre confort et sécurité de l'utilisateur. Le sangle Molift RgoSling Toilet comporte plusieurs de boucles à la hauteur des épaules et des cuisses pour ajuster l'angle d'assise aux besoins de l'utilisateur, y compris en position assise droite. Les boucles de la ceinture peuvent être réglées sur la longueur pour équilibrer au mieux le poids et la pression, tout en maintenant la stabilité et la sécurité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Molift
<b>Appui-tête</b>	Oui
<b>Composition</b>	Polyester, mousse PE-cellulaire
<b>sku</b>	1559731
<b>Fixation sangles</b>	Boucles
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	50 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de sangles</b>	Sangle de toilette