

1007506 - Repose coussin - 45 x 45 x 7 cm - pompe - 1 pc



Déscription

Les produits Repose destinés à la position assise assurent une répartition efficace de la pression pour l'ensemble des patients qui risquent de développer des escarres, y compris les patients estimés à très haut risque et même les patients présentant déjà des lésions tissulaires dues à la pression. L'association d'un matériau PU très élastique et d'air génère une répartition idéale de la pression au niveau des saillies osseuses par immersion et enveloppement du corps. Les systèmes d'assise Repose conviennent pour toute une série de chaises statiques, de fauteuils roulants et de sièges inclinables.

Spécifications

Marque	Repose
Composition	PU
sku	1007506
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce