

1533157 - Texa® set à pansement 4 - stérile - 1 x 60 pcs



Déscription

Le set de pansements 4 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince 12,8 cm en plastiueq
- 5 x tampons de gaze 17-plis, diamètre 30 mm diamètre en 100% coton

Spécifications

Marque	Texa
Contenu des sets stériles	Tampon de gaze 30 mm: 5pcs, pince: 1pc
sku	1533157
Blister	3 pièces
Etat des documents	Expiré
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Type d'emballage	Boîte