

## 1533157 - Texa® set à pansement 4 - stérile - 1 x 60 pcs



### Déscription

Le set de pansements 4 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince 12,8 cm en plastique
- 5 x tampons de gaze 17-plis, diamètre 30 mm diamètre en 100% coton

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Contenu des sets stériles</b>	Tampon de gaze 30 mm: 5pcs, pince: 1pc
<b>sku</b>	1533157
<b>Blister</b>	3 pièces
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte