

1543926 - Renol coussin de positionnement home - coton - 28 x 38 cm x l 200 cm - 1 pc



Déscription

Ce coussin permet de mobiliser la nuque et la tête en épousant parfaitement la courbure morphologique des cervicales. Utilisé en position couchée, assise ou semi-assise dans le lit, il offre un maintien parfait de la zone occipitale et allège les pressions grâce à son soutien modulant stable et ferme. Les mouvements corporels, grâce aux petites billes, induisent un effet de massage et de détente incomparable. Il est recommandé aux personnes âgées et/ou alitées, ainsi qu'aux femmes enceintes pour un soutien ventral.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 38 cm, L 200 cm
SKU leverancier	RCM11133
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	Coton
sku	1543926
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	Coton
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce