


## 1601506 - Sacs à linge 600 x 900 mm - bleu - 10 pcs



### Déscription

Sac en filet coloré principalement utilisé pour nettoyer les vêtements des résidents. Ils sont conçus en 100% polyester, ont une capacité de 10 kg et se ferment à l'aide d'une attache, a commander séparément.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 60 cm, H 90 cm
<b>sku</b>	1601506
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Matériel</b>	Polyester
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce