

1575769 - WelchAllyn spéculums jetables wa 52434-clr-2 - 4,25 mm - transparent - 1 x 680 pcs



Déscription

Les spéculums jetables transparents LumiView réduisent le risque de contamination croisée et créent une image d'examen plus claire lorsqu'il sont associés à nos otoscopes Welch Allyn.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	Otoscope WelchAllyn Macroview type WA 23810; Otoscope WelchAllyn Macroview type WA 23820; Otoscope WelchAllyn Macroview Basic, Otoscope WelchAllyn Macroview Plus, Otoscope WelchAllyn type WA 20000
sku	1575769
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Sac
type de spéculum	Spéculums jetables