

## 1013837 - Gobelet - vert - 375 ml - 1 pc



### Déscription

La tasse isotherme est utilisée pour garder une boisson chaude ou froide. Il possède une double paroi, d'où sa bonne propriété d'isolation thermique. Le point fort de ce produit est sa forme d'entonnoir interne, qui évite aux personnes ayant des problèmes de cou de devoir incliner la tête pour boire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ornamin
<b>Anse</b>	Oui
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>sku</b>	1013837
<b>Couverture</b>	Non
<b>Contenu</b>	375 ml
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Type d'emballage</b>	Pièce