

1103173 - Texa® set à pansement - stylette boutoné - 1 x 60 pcs



Déscription

Le set de pansement avec stylette boutoné est emballé stérilement individuellement et contient:

- 5 x compresses de gaze 5 x 5 cm 17 fils, 8-plies en 100% coton
- 1 x pince bleu 12,8 cm en plastique
- 1 x stylette boutoné en acier inoxydable

Spécifications

Marque	Texa
Contenu des sets stériles	Compresse de gaze 5 x 5 cm: 5 pcs, pince: 1pc, stylette boutoné: 1pc
sku	1103173
Blister	3 pièces
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Type d'emballage	Boîte