

## 1540321 - Tasse à café 508 - rouge - 290 ml - 1 pc



### Déscription

La tasse à café 508 a une grande poignée et l'aspect de la céramique ou de la porcelaine. Combinable avec différents becs.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Couverture</b>	Non
<b>Anse</b>	Oui
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>sku</b>	1540321
<b>Contenu</b>	290 ml
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Type d'emballage</b>	Pièce