

1603679 - Barrier® Standard Masque chirurgical médical - type II - avec liens à nouer - 3 plis - 60 pcs



Déscription

Les masques chirurgicaux médicaux **BARRIER®** sont conçus pour minimiser la transmission de bactéries et de particules du personnel médical vers le patient.

Ces masques de **Mölnlycke** offrent une haute efficacité de filtration bactérienne, réduisant ainsi considérablement la propagation des micro-organismes en salle d'opération. Ils sont fabriqués à partir de matériaux assurant un grand confort de port et une faible résistance à la respiration, pour rester agréables lors d'une utilisation prolongée.

Caractéristiques principales :

- Conçus pour un confort optimal
- Faible résistance à la respiration
- Efficacité de filtration bactérienne > 98%
- Lanières à nouer extra longues
- Pince-nez conforme aidant à prévenir les fuites d'air
- Disponible dans une large gamme de designs et de fonctionnalités, tels que anti-buée et écrans de protection
- Conforme à la norme EN 14683:2014, type II

Utilisation recommandée :

Pour les interventions avec peu de perte de liquide et sans risque d'éclaboussures.

Spécifications

Marque	Mölnlycke
sku	1603679
Boucles d'oreilles	Non
Serre-têtes	Oui
Couches	3 couches
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Type d'emballage	Boîte
Type de masque	Masque chirurgical de type II