

1600117 - Maimed® MK compresses de gaze - 5 x 5 cm - stériles - 25 x 2 pcs



Déscription

Maimed® MK compresses de gaze stériles sont composées en 100% coton en 8-plis prêts à l'emploi pour le soin des plaies externes exsudatives et infectées.

Spécifications

Marque	Maimed
Composition	100% coton
Stérile	Oui
sku	1600117
Couches	8 couches
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Quantité par emballage	25 x 2 st
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	5 x 5 cm
Type d'emballage	Boîte