

1106437 - Tork Distributeur avec coude pour savon liquide - S1 - blanc - 1 pc



Déscription

Le distributeur pour savon liquide Tork de la gamme Elevation avec levier coude convient aux lieux où l'hygiène des mains est cruciale car il permet une distribution sans contact du savon et du désinfectant. Il peut s'utiliser avec une grande variété de produits de soins de la peau Tork en bouteilles scellées. Les distributeurs Elevation ont un design moderne et fonctionnel offrant un nettoyage sans effort certifié et des recharges intuitives, permettant ainsi d'économiser du temps. Le distributeur est certifié facile à utiliser, favorisant une bonne hygiène des mains même pour les personnes ayant moins de force dans les mains.

Spécifications

Marque	Tork
Dimensions du produit	L 15.2 cm, H 29.6 cm
SKU leverancier	560101
Profondeur du produit	12.4 cm
Composition	Matière synthétique
sku	1106437
Couleur	Blanc
Système	S1 - Système de savon liquide
Type d'emballage	Pièce
Type de dispenser	Distributeur de savon, mousse et gel alcoolisé