

## HUN1CT1 - Toco CT1 transducer



### Déscription

Mettez à niveau votre transducteur TOCO existant vers une nouvelle version améliorée. Grâce aux nouveaux progrès réalisés par Huntleigh en matière de matériaux, le transducteur TOCO pour fœtus permet un suivi encore meilleur des contractions. Surface plus grande, pour un confort accru des mamans de toutes tailles. Sensibilité accrue. Résistant à l'eau, essentiel pour un bon nettoyage et le contrôle des infections. Nouveau design robuste et résistant sans sacrifier le confort.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	HUN1CT1
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce