

1574649 - TS 23 chauffante-matelas - 150 x 80 cm - 1 pc



Déscription

chauffante-matelas avec 3 réglages de température et matière polaire agréable et chaude qui vous garde au chaud. La couverture peut être lavée en machine à laver à 30°.

Spécifications

Marque	Beurer
SKU leverancier	31481
Housse lavable en machine	Oui
Système de sécurité	Oui
sku	1574649
Puissance	60 W
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce