

## 1574384 - E840 Elliptical Trainer



### Déscription

S'appuyant sur plus de 40 ans d'expérience et de développement, SportsArt est un leader établi dans le secteur du fitness. Tous les équipements sont testés selon des normes de qualité strictes et sont distribués dans plus de 70 pays.

La gamme cardio de SportsArt comprend divers vélos, tapis de course, ergomètres et elliptiques. Ils répondent aux normes internationales ISO 9001/9002 qui garantissent les caractéristiques souhaitables des produits et des services, telles que la qualité, le respect de l'environnement, la sécurité, la fiabilité, l'efficacité et ce, avec de faibles coûts d'achat et de maintenance. Ces appareils sont conçus pour une utilisation intensive.

### Avantages

- L'Elliptic trainer est l'option idéale pour le mouvement Total Body.
- Équipés d'un moniteur de fréquence cardiaque sans fil et d'une interface multilingue, les exercices elliptiques sont parfaits pour tout type d'entraînement.
- Le système de résistance des pédales offre un confort supérieur et une absorption des chocs grâce au système MyFlex™.
- La longueur de la foulée est réglable électroniquement, de 43 à 66 cm, pour un confort et une souplesse d'utilisation.
- Le système de pédales MyFlex™ offre à l'utilisateur une plateforme d'entraînement confortable.
- Mesure de la fréquence cardiaque via Polar
- Poids maximal de l'utilisateur : 205 kg
- Réglage de la longueur des marches : 43 - 66 cm
- Niveaux de résistance : 40 niveaux
- Alimentation électrique : 220V

## Spécifications

**Marque** SportsArt

**Type d'emballage** Pièce