

## 1576113 - Balance de cuisine KS34 XL - 1 pc



### Déscription

Les balances de cuisine avec une capacité de charge très élevée font de la balance un outil particulièrement pratique dans votre cuisine. La fonction hold affiche le poids après mesure, avec une capacité de charge maximale de 15 kg. S'éteint automatiquement et dispose d'un indicateur de surcharge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bèbat</b>	0.05 EUR
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Poids max.</b>	0 kg
<b>sku</b>	1576113
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	1 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Balance diététique et de cuisine