


1605556 - Exxentric kBox5 Pro Platform - bleu nuit



Déscription

Le modèle kBox premium est le plus polyvalent et offre la plus grande surface de performance. Pour les équipes sportives, les clubs de fitness et les séances de rééducation ou de kinésithérapie.

- La plus grande surface d'entraînement
- Pour les professionnels
- Entraînement avec 1-4 Flywheel
- Inertie jusqu'à 0,280 kgm²
- kMètre intégré
- Poids : 15,5 kg
- Couleur: Midnight Blue

Spécifications

Marque	Exxentric
sku	1605556
Réglementation Européenne	2001/95/EC
Type d'emballage	Pièce