

## 1526716 - Assiette profonde 903 Vital - Ø 15.5 cm - blanc - 1 pc



### Déscription

L'assiette asymétrique Vital est fabriqué en mélanine, la mélamine est la matière synthétique la plus solide et la plus résistante au lave-vaisselle même industriels. L'assiette est légèrement brillante et les adaptations sont très discrètes. Le corps de l'assiette est oblique de manière à ce que la nourriture glisse d'un côté contre un bord incliné. Le dessous possède un bord antidérapant. Passe au lave-vaisselle jusqu'à à 70° C, une température à 100° C dans un programme de lavage très court (max. 1 minute) est autorisé. Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou de l'ammoniac. Ne convient pas au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ornamin
<b>Composition</b>	Mélaline
<b>Pliable</b>	Oui
<b>sku</b>	1526716
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type d'emballage</b>	Pièce