

1526716 - Assiette profonde 903 Vital - Ø 15.5 cm - blanc - 1 pc



Déscription

L'assiette asymétrique Vital est fabriqué en mélanine, la mélamine est la matière synthétique la plus solide et la plus résistante au lave-vaisselle même industriels. L'assiette est légèrement brillante et les adaptations sont très discrètes. Le corps de l'assiette est oblique de manière à ce que la nourriture glisse d'un côté contre un bord incliné. Le dessous possède un bord antidérapant. Passe au lave-vaisselle jusqu'à à 70° C, une température à 100° C dans un programme de lavage très court (max. 1 minute) est autorisé. Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou de l'ammoniac. Ne convient pas au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.

Spécifications

Marque	Ornamin
Composition	Mélaline
Pliable	Oui
Produits similaires	Non
sku	1526716
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce