


1533369 - Entre-pièce manchette Hydroven 3 bras - 78 cm - 1 pc



Déscription

Toutes les manchettes Hydroven sont fabriquées à partir d'un matériau doux et résistant. Doublure intérieure souple pour un confort maximal du patient. Le brassard peut se dilater vers l'intérieur pour épouser les contours de chaque membre.

Spécifications

Marque	Huntleigh
Extra largeur épaule	17 cm
Extra largeur main	12 cm
sku	1533369
Longueur	78 cm
Membre	Jambe (standard)
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'accessoire	Entre-pièce brassard
Type d'appareil	Hydroven
Type d'emballage	Pièce