

1016485 - WelchAllyn spéculums jetables wa 52432 - 2,75 mm - noir - 1 x 850 pcs



Déscription

Les spéculums jetables transparents LumiView réduisent le risque de contamination croisée et créent une image d'examen plus claire lorsqu'il sont associés à nos otoscopes Welch Allyn.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	Otoscope WelchAllyn Macroview type WA 23810; Otoscope WelchAllyn Macroview type WA 23820; Otoscope WelchAllyn Macroview Basic, Otoscope WelchAllyn Macroview Plus, Otoscope WelchAllyn type WA 20000
sku	1016485
Couleur	Noir
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte
type de spéculum	Spéculums jetables