

## 1009243 - Boîte à instruments - inox - 22 x 12 x 6 cm - 1 pc



### Déscription

Cette boîte en acier inoxydable est utilisée pour le stockage de petits instruments chirurgicaux en métal.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Michiels
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1009243
<b>Matériel instruments</b>	Inox
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	22 x 12 x 6 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce