

1540039 - Gobelet isolant et évasé ThermoVital - vert - 200 ml - 1 pc



Déscription

Variante du Thermo 205, mais avec 2 poignées. Conception spéciale à l'intérieur, ce qui facilite la consommation. Il fonctionne comme une coupelle nasale et le réglage est invisible. Peu importe de quel côté vous buvez. De plus, le gobelet est à double paroi, avec de bonnes propriétés isolantes.

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
sku	1540039
Contenu	200 ml
Couleur	Vert
Couleur	Vert
Forme	n/a
Type d'emballage	Pièce