

1510443 - WelchAllyn tensiomètre manuel ds58 - 1 tuyau - brassard flexiport taille 11 - étui - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre DuraShock DS55 fait partie de la gamme de tensiomètres anéroïdes manuels de **Welch Allyn**, dotés de la technologie DuraShock™. Ces tensiomètres sont résistants aux chocs et sans engrenage. Cette technologie offre de grands avantages par rapport aux tensiomètres traditionnels.

Avantages

- Technologie DuraShock
- Sans engrenages
- Haute résistance aux chocs
- Convient aux gauchers et aux droitiers

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1510443
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes