

1004367 - Tablier protecteur 2-plis - imperméable - 115 x 75 cm - blanc - 200 pcs



Déscription

Tablier de protection imperméable, absorbant et impénétrable. Idéal pour les interventions mineures, lors d'un plâtrage par exemple. Conditionnement par 50 pièces.

Spécifications

Marque	Mölnlycke
Dimensions du produit	L 75 cm, H 115 cm
Composition	PE
sku	1004367
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte