

1543641 - Gobelet - bec flexible 12 mm - blanc laiteux - 200 ml - 1 pc



Déscription

Ce gobelet blanc laiteux avec bec flexible 12 mm et échelle de mesure est autoclavable jusqu'à 130°C.

Spécifications

Couverture	Oui
Anse	Non
Conforme à la norme HACCP	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Oui
Composition	Polypropylène
sku	1543641
Compatible lave-vaisselle	65°
Contenu	200 ml
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce