

1532666 - 3M™ Blenderm™ - 2,5 cm x 4,57 m - 1 x 12 pcs



Déscription

3M™ Blenderm™ sparadrap occlusive transparent avec un adhésif rapide et gradué (il ne reste pas de résidus sur la peau.) Avec un adhésif polyacrylate hypoallergénique, qui convient très bien aux peaux sensibles. Le support est constitué de fibres de rayonne hypoallergéniques, souples et transparentes. Utilisé dans le cadre de la fixation à court terme des pansement. Complètement occlusif, imperméable à l'eau et à l'air, le pansement est sans latex. Différents domaines d'application : cardiovasculaire, réanimation, urgence, réanimation, obstétrique, orthopédie,...

Spécifications

Marque	Solventum
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Non
Composition	Couche de support: plastique, adhésif: polyacrylate
Sans latex	Oui
sku	1532666
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	2,5 cm x 4,57 m
Type d'emballage	Boîte