

1532666 - 3M™ Blenderm™ - 2,5 cm x 4,57 m - 1 x 12 pcs



Déscription

3M™ Blenderm™ sparadrap occlusive transparent avec un adhésif rapide et gradué (il ne reste pas de résidus sur la peau.) Avec un adhésif polyacrylate hypoallergénique, qui convient très bien aux peaux sensibles. Le support est constitué de fibres de rayonne hypoallergéniques, souples et transparentes. Utulisé dans le cadre de la fixation à court terme des pansement. Complètement occlusif, imperméable à l'eau et à l'air, le pansement est sans latex. Différents domaines d'application : cardiovasculaire, réanimation, urgence, réanimation, obstétrique, orthopédie,..



Spécifications

| Marque | 3M™ |
|---------------------------|---|
| Stérile | Non |
| Compresse | Non |
| Perforé | Non |
| Composition | Couche de support: plastique, adhésif: polyacrylate |
| Sans latex | Oui |
| sku | 1532666 |
| Couleur | Blanc |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Taille | 2,5 cm x 4,57 m |
| Type d'emballage | Boîte |