

## 1575480 - Renol sac de crise avec fermetures magnétiques - s/m - 60-110 cm - 1 pc



### Déscription

Destiné à faire face à des patients agités, combatifs (plus particulièrement dans les unités d'urgence et psychiatriques), le CRISIS BAG complet permet au personnel soignant d'avoir tout sous la main très rapidement. Il comporte: une roll belt, des sangles de renforcement, une ceinture pelvis, une ceinture épaules (body belt), des fixations poignets et chevilles ainsi que les serrures nécessaires.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFBAG115M
<b>Options nécessaires</b>	Ne s'applique pas
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	Nylon
<b>sku</b>	1575480
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Serrures
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	Ne s'applique pas
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille de fixation</b>	S – M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Ne s'applique pas
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/brancard