

1575480 - Renol sac de crise avec fermetures magnétiques - s/m - 60-110 cm - 1 pc



Déscription

Destiné à faire face à des patients agités, combatifs (plus particulièrement dans les unités d'urgence et psychiatriques), le CRISIS BAG complet permet au personnel soignant d'avoir tout sous la main très rapidement. Il comporte: une roll belt, des sangles de renforcement, une ceinture pelvis, une ceinture épaules (body belt), des fixations poignets et chevilles ainsi que les serrures nécessaires.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFBAG115M
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	Nylon
sku	1575480
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Ne s'applique pas
Usage de la fixation	Au lit/brancard