

## 1577189 - PiezoWave 2 Touch - "2 ED" - Incl. pièce à main FBL10x5 G2 - incl. chariot



### Déscription

La **Unlimited Series** offre un niveau inégalé de polyvalence pour les professionnels médicaux utilisant la technologie piezo shockwave. Cette série constitue le cœur du **concept MultiUse** et combine des performances puissantes avec un design flexible et modulaire – parfaitement adapté aux besoins des pratiques modernes.

#### Caractéristiques principales :

- **Compatible avec plusieurs sources de thérapie** : Branchez facilement différentes têtes de traitement (comme la FBL10x5G2) grâce au design modulaire.
- **Unité de commande intelligente** : Écran tactile intégré pour une utilisation intuitive et l'affichage des paramètres en temps réel.
- **Chariot mobile avec espace de rangement** : Pour une organisation pratique du travail avec plusieurs plateaux de rangement et accessoires.
- **Pédale (optionnelle)** : Pour un contrôle mains libres pendant les traitements.

Manche fourni : **FBL10x5 G2**

La **FBL10x5G2** est la source de thérapie idéale pour les applications nécessitant une grande surface et une énergie d'impulsion maximale. Grâce à la zone focale linéaire, l'énergie est répartie de manière homogène, assurant un traitement efficace et dynamique des structures anatomiques longues.

**Domaines d'application :**

- **MSK** : Idéal pour les structures tendineuses telles que le tendon d'Achille et le fascia plantaire.
- **Urologie** : Adapté au traitement de la dysfonction érectile (DE).
- **Dermatologie** : Efficace pour les plaies chroniques/ulcères.

Avec une profondeur de pénétration de 20 mm et une EFD maximale de 0,16 mJ/mm<sup>2</sup>, cette source offre des performances optimales pour les indications superficielles et à grande échelle.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Elvation
<b>sku</b>	1577189
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce