

1600485 - Chariot pour instruments - hauteur variable 83-117 cm - 1 pc



Déscription

Table d'assistance en acier inoxydable, avec réglage de la hauteur au pied et équipée de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein. Le plateau est amovible et la capacité de charge maximale est de 50 kg. Idéale pour la distribution d'instruments médicaux ou comme table d'appoint pour les patients.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 60 cm, H 83 cm
Composition	Acier chromé
Profondeur du produit	40 cm
sku	1600485
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce