

1573874 - Cushion Nasal Cannula w.foam ear covers - adult + 2.1 m tubing - 1 x 50 pcs



Déscription

Les canules à coussin AirLife, dotées d'embouts en mousse souple, permettent de réduire les irritations cutanées autour des oreilles. Les housses souples et grises glissent en douceur sur les tubulures, ce qui les rend faciles à insérer pour un meilleur confort et un meilleur ajustement. Ces canules sans latex sont équipées d'une tubulure résistante à l'écrasement pour minimiser l'occlusion et le vrillage.

Spécifications

Marque	Airlife
Stérile	Oui
sku	1573874
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Type beademing	Ventilation non invasive