

1574879 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax cervical - grey lined - 1 pc



Déscription

Taie d'oreiller Fico pour oreiller relaxant pour le cou, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de fournir l'oreiller avec une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
Produits similaires	Non
sku	1574879
Couleur housse	Gris ligné
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Coton/polyester
Type d'emballage	Pièce