

## 1517630 - Accu-chek Fastclix - autopiqueur -1 pc



### Déscription

Le stylo autopiqueur Accu-Chek FastClix est le premier stylo autopiqueur doté d'un système à clic unique et d'un porte-lancette. Cette technologie unique rend la piqûre rapide, facile et pratiquement indolore. Le capuchon rotatif comporte onze réglages de profondeur qui vous permettent d'adapter l'appareil à votre type de peau. Le stylo autopiqueur est doté d'un support contenant six lancettes préemplies, ce qui vous évite de manipuler les lancettes séparément.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Roche
<b>sku</b>	1517630
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Systèmes et lancettes
<b>Marque systèmes et lancettes</b>	Roche Accu-Check
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte