

1541472 - Neo-Verso neonatal airway access adapter with swivel - 1 x 20 pcs



Déscription

Le système est composé d'éléments modulaires qui permettent de réduire les déconnexions du ventilateur du patient. Sans réducteur d'espace mort.

Avantages

- Les cathéters d'aspiration peuvent être nettoyés ou remplacés sans perdre la ventilation du patient.
- Les cathéters d'administration de surfactant peuvent être connectés sans déconnecter le patient du circuit.
- L'option de pivotement sur nos adaptateurs NICU offre plus de flexibilité lors du repositionnement du patient.

Spécifications

Marque	Airlife
sku	1541472
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte